

# FenderWedge<sup>®</sup>, FenderMate<sup>®</sup> Prime and FenderMate<sup>®</sup> D-Coat

Para preparaciones y restauraciones de Clase II rápidas, predecibles y seguras

## Propiedades antiadherentes

El revestimiento de diamante evita que los adhesivos adhieran a la superficie. Retirar la matriz después de la fotopolimerización resulta fácil.

## Color mate y oscuro

El color mate oscuro del revestimiento contrasta con el color del composite y reduce la reflexión de la luz. Por lo tanto, se pueden realizar restauraciones en excelentes condiciones visuales.

## Diseño de una pieza

Matriz acoplada a la cuña para facilitar su inserción

## Margen cervical sin sobrecontorneados

El diseño del ala ayuda a mantener la separación proximal y asegura una adaptación cervical superior

Prod No	Product Description
602994	FenderMate D-Coat Assortment, 4x18 pcs
602990	FenderMate D-Coat, left regular, green, 18 pcs
602991	FenderMate D-Coat, left narrow, light green, 18 pcs
602992	FenderMate D-Coat, right regular, blue, 18 pcs
602993	FenderMate D-Coat, right narrow, light blue, 18 pcs

## FenderMate D Coat<sup>®</sup>

### Es un sistema único de matriz sin anillo

Es una matriz seccional precurvada, con un punto de contacto; de una pieza viene acoplada a la cuña especialmente diseñada para garantizar un sellado cervical sin rebabas. Un revestimiento de diamante amorfo multicapa combina un excelente contraste visual con propiedades antiadherente. Para rellenos pequeños y medianos. Los cuatro colores permiten distinguir fácilmente entre curva izquierda o derecha (verde/azul), y tamaño de la cuña (claro = pequeña, oscuro = mediana).



**Video: FenderMate D-Coat**  
¡Despídase de las matrices con anillos!



**DIRECTA**

## Preparaciones predecibles

Preparaciones realizadas mas rápidamente y sin dañar los tejidos circundantes.

## Protege el diente adyacente

La cinta de acero y la cuña de plástico evitar dañar el diente adyac.

## Separación

Facilita la inserción de la matriz y un punto de contacto correcto.

## Protege la encía

Evita el sangrado y dañar el tejido gingival.

## FenderWedge®

**FenderWedge evita dañar el diente adyacente y la encía durante las preparaciones de Clase II.**

FenderWedge es la combinación de una cuña de plástico interdental con una cinta de acero inoxidable. Facilita la inserción de la matriz.



Prod No	Product Description
602750	FenderWedge Assortment, 4x36 pcs
602751	FenderWedge Small, orange, 36 pcs
602752	FenderWedge Medium, green, 36 pcs
602753	FenderWedge Large, yellow, 36 pcs
602754	FenderWedge X-small, lilac, 36 pcs
602679	FenderWedge & FenderMate Intro-Kit*, 8 & 20 pcs

\*The Intro-Kit contains: FenderWedge x-small 3 pcs, small 3 pcs, medium 1 pc, large 1 pc. FenderMate, left narrow 8 pcs, left regular 2 pcs, right narrow 8 pcs, right regular 2 pcs.

## Diseño especial para dientes primarios

Proporciones optimizadas para un resultado predecible.

## Inserción facilitada

Permite un tratamiento de alto nivel, rápido y seguro

## Se puede doblar

Se adapta a la anatomía del diente. Acabado mínimo.


## Diseño de una sola pieza

Se utiliza para proteger el diente adyacente y como matriz de composite de Clase II.

## FenderMate® Prime

**FenderMate Prime Protección y matriz para la preparación y restauración de dientes primarios.**

FenderMate Prime es la combinación de una cuña plástica interdental con una cinta de acero inoxidable para la restauración de los dientes primarios. Se evita dañar la encía y reduce el riesgo de sangrar.



Prod No	Product Description
602815	FenderMate Prime Assortment, 2x18 pcs
602816	FenderMate Prime Short, neon yellow, 18 pcs
602817	FenderMate Prime Long, neon green, 18 pcs

### Para mas información contacta

Anne Graf Cache, Area Sales Manager, Netherlands, Belgium, France, Spain, Portugal, Italy  
anne.graf.cache@directadental.com www.directadental.com

**DIRECTA**